



General

AgroArgentum® Endo a fost dezvoltat ca un îngrășământ CE. Totodată, consolidează planta și crește toleranța. AgroArgentum® Endo poate fi utilizat prin endo-aplicare, pentru tratamente foliare și prin sisteme de irigare.

Instrumente / Materiale:

Element / instrument	Indicații
Mașină de găurit	Luați o mașină de găurit, care este puternică și cu un acumulator de durată pentru multe plante
Burghiu	Diametrul ≈ 3 mm - trebuie să se potrivească cu suportul acului seringii. Trebuie să fie pentru oțel, nu pentru lemn, pentru că cel pentru lemn se va rupe prea repede
Un vas	Pentru amestecarea suspensiei
Seringă	Nu este nevoie de ac
AgroArgentum® Endo	Concentrat

Prepararea suspensiei pentru Endo-terapie

100 ml AgroArgentum® Endo la 1 litru de apă (se obține o suspensie de 1000 ppm nanoargint și 2000 ppm bor)
5 secunde de agitare / amestecare, apoi suspensia este gata de utilizare

Endo-Terapie


Diametrul trunchiului plantei de viță de vie	Diametrul găurii	Cantitatea suspensiei de AgroArgentum® Endo
Orice diametru	2 găuri de ≈ 3 mm	≈ 5 ml per gaură

Procedura de foraj și umplere:

Faceți o gaură pe fiecare parte în xylem-ul a plantei la nivelul de ≈ 30 cm față de jos
a 2-a gaură cu aproximativ 15 cm mai sus.

Secțiunea transversală a
Trunchiului viței de vie

Secțiunea axială a
Trunchiului viței de vie



Apoi, luați seringă, umpleți cu suspensia pregătită, lipiți duza în gaură, apăsați puțin pistonul seringii, apoi trageți pentru a degaja aerul din orificiu, apoi eliberați pistonul. Înlăturați pistonul. Repetați la a doua gaură de cealaltă parte a trunchiului. Planta de viță de vie va începe să absoarbă suspensia din seringă. Acest lucru va dura între 2 ore și 2 zile. Uneori planta de viță de vie înlocuiește suspensia maronie cu propriul lichid transparent

Frecvență

1 Endo-Aplicare este suficientă. Nu uitați să faceți 4 tratamente foliare în paralel cu Endo-terapie.
În anul următor, faceți 4 aplicații foliare preventive.

Observații importante

Vizualizați aplicația endo în următorul videoclip: <http://www.bh-solutions.eu/#!de/c6zi>

Utilizați agent de umectare cu AgroArgentum® pentru tratamentele foliare ori de câte ori este necesar.

Stocați AgroArgentum® Endo în întuneric la 5 ° până la 40 ° C.

A nu se amesteca Endo-tratamentul cu alte produse

AgroArgentum® Endo nu este un pesticid

AgroArgentum® Endo este un îngrășământ CE conform Regulamentului CE. 2003/2003 clasa E.1.1.f