



B+H Solutions GmbH

Geschäftsführer: Elmar Buder & Prof. Dr.-Ing. Martin Heinisch
Schnaiter Straße 13, 73630 Remshalden
Telefon 07151 / 97 00 40, Telefax 07151 / 97 00 46
Amtsgericht Stuttgart HRB 470797



AgroArgentum® Endo Instrucțiuni pentru

MĂSLIN

ENDO-Terapie

General

Pentru **Endo-Terapie**, AgroArgentum® Endo este cel mai potrivit. Este un produs foarte concentrat și trebuie diluat.

Instrumente / Materiale:

Mașină de găurit (burghiu pentru oțel cu diametrul de 3 sau 7-8 mm),
Vas pentru amestecarea soluției endo,
Flacon cu cioc de scurgere (pentru gaură cu diametru mare sau seringă pentru diametru mic),
AgroArgentum® Endo (concentrat),
Silicon sau chit de copac pentru sigilarea găurilor.

Prepararea suspensiei pentru Endo-Terapie

Se adaugă 100 ml AgroArgentum® Endo la 1 litru de apă
10 secunde de agitare / amestecare, apoi suspensia este gata de utilizare

Endo-aplicarea

Diametrul trunchiului de copac	Diametrul găurii și numărul de găuri	Cantitatea de suspensie pe foraj
< 10 cm	1 Gaură de 3 mm	3-4 ml
> 10 < 15 cm	2 Găuri de 3 mm	3-4 ml pro Gaură
> 15 < 20 cm	2 Găuri de 7-8 mm	20 ml pro Gaură
Trunchiuri foarte groase	3-8 Găuri de 7-8 mm	20 ml pro Gaură

Distribuiți găurile în mod egal în jurul trunchiului. Începeți la o înălțime de aproximativ 80 cm și aproximativ 10 cm în sus lângă gaură. Unghiul de găurire la 45 ° în jos. Xylemul trebuie să fie străpuns în orice caz.

Apoi adăugați suspensia (vezi mai sus pentru preparare) (de exemplu, sticla cu ciocul sau seringă) până când găurile se umplu.

Apoi sigilați bine găurile (ceară de copac, chit de copac sau silicon).
Via xylem, suspensia este distribuită de fluxul de seva în tot arborele.

Frecvență

O endo-aplicație este suficientă

Ori de câte ori este posibil, efectuați și stropiri foliare (100 ml AgroArgentum® Endo per hectar până la 500 litri de apă pulverizată, 150 ml de la 500 la 1000 litri și 200 ml peste 1000 litri de apă pulverizată).

Instrucțiuni importante

Vizualizați aplicația endo în următorul videoclip: <http://www.bh-solutions.eu/#!de/c6zi>

Stocați AgroArgentum® Endo în întuneric la 5° până la 40°C.

A nu se amestece Endo-tratamentul cu alte produse

AgroArgentum® Endo nu este un pesticid

AgroArgentum® Endo este un îngrășământ CE conform Regulamentului CE. 2003/2003 clasa E.1.1.f